



MRI Aktív Fixációs Elektrodák

VeGa™

technikai specifikációk

| Tulajdonságok | | VEGA R45 | VEGA R52 | VEGA R58 |
|--|---|---------------------------------|----------|----------|
| MR Kondicionális* | | Igen | Igen | Igen |
| Csatlakozó | IS-1 BI (3.2mm) | Igen | Igen | Igen |
| Rögzítés | Sorozatszám azonosítója | 45DRG | 52DRG | 58DRG |
| | Visszahúzható spirál | Igen | Igen | Igen |
| | Spirál hossza | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| | Röntgen markerek | Igen | Igen | Igen |
| | A spirál teljes behajtásához/visszahúzásához szükséges fordulatok száma | Egyenes Stylet J-Stylet | 8 14 | 9 15 |
| Introducer | 1 Elektroda | | 7 F | |
| | 1 Elektroda+vezetődrót | | 9.5 F | |
| Disztális Elektroda | Kialakítás | Aktív fixációs | | |
| | Anyag | Pt/Ir + TiN bevonat | | |
| | Ingerlő felület | 4mm ² | | |
| | Szteroid | 310µg DSP** | | |
| Proximális Elektroda | Anyag | Pt/Ir | | |
| | Felület | 44 mm ² | | |
| | Inter-elektroda távolság | 10mm | | |
| Elektrodatest | Átmérő | 6 F (2mm) | | |
| | Szigetelés | Szilikon, Siliglide® felszínnel | | |
| | Vezetékek | MP35N® | | |
| | Belső tekerecs | 4 vezeték (maximum 50Ω) | | |
| | Külső tekerecs | 4 vezeték (maximum 100) | | |
| Csomag tartozékai | | VEGA R45 | VEGA R52 | VEGA R58 |
| 1 Elektroda rögzítő gallérral és tölcsérral | | Igen | Igen | Igen |
| 2 Rögzítő eszköz | | Igen | Igen | Igen |
| 2 Puha, egyenes stylet: kúpos, Ø 0.35mm, zöld vég, 1db. már az elektrodában | | Igen | Igen | Igen |
| 1 Kemény, egyenes stylet: kúpos, Ø 0.40mm, piros vég | | Igen | Igen | Igen |
| 1 Puha J stylet: nyitott J ív, kúpos, Ø 0.35mm, világos zöld vég, fehér tető | | Igen | Igen | Nem |
| 1 Puha J stylet: zárt J ív, kúpos, Ø 0.35mm, zöld vég, fehér tető | | Igen | Igen | Nem |
| 1 Közepes J stylet: nyitott J ív, nem kúpos, Ø 0.35mm, kék vég, fehér tető | | Igen | Igen | Nem |
| Rendelési számok | Elektroda | TLD040C | TLD041C | TLD042C |
| | Stylet készlet | RLK40C | RLK41C | RLK42C |

* Amennyiben KORA 100 vagy KORA 250 (DR & SR) pacemakerrel együtt implantálják az előírtaknak megfelelően. További információk a generátorhoz mellékelt MRI kézikönyvben.

** Dexametazon-Nátrium-Foszfát

