

Új Maxi-Therm és Maxi-Therm Lite takaró csatlakozók


A CSZ Maxi-Therm® & Maxi-Therm Lite® takarói mostantól önzáró csatlakozókkal rendelkeznek. Így a továbbiakban már nem szükséges elcsíptetni a takaró gumivezetékeit, mielőtt azt eltávolítaná a készülékből.

Maxi-Therm® takaró



Önzáró csatlakozó Cspeszkes csatlakozó

Maxi-Therm Lite® takaró



Önzáró csatlakozó Cspeszkes csatlakozó

Az új önzáró csatlakozó segít megelőzni a takaróból való vízfolyást vagy az elcsíptetés mentén történő vízszivárgást. A CSZ úgy hiszi, hogy ez a fejlesztés meg fogja könnyíteni az Ön munkáját, valamint javítja a betegek kényelmét is. Ezen kívül más változás nem történt a CSZ Maxi-Therm® & Maxi-Therm Lite® takarókban, így mindkét termékünk továbbra is azt a magas színvonalú terápiát fogják nyújtani, amit Önök már megszokhattak.

Fontos, hogy az Ön hiper-hipotermia rendszerének minden alkotórésze megfelelően működjön. A rendszer integritásának (a vizes takarók, víztömlők, készülék) biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a hőcsere a beteg és a készülék között kellő hatékonysággal történjen. A CSZ termékeit úgy fejleszti, hogy azok képesek legyenek egymással, egy rendszerben működni, így biztosítva betegeinek a megfelelő terápiát.

Cat. No.	Terméknév	Leírás
870	Maxi-Therm® Lite	25" x 4" (31.8cm x 45.7cm)
871	Maxi-Therm® Lite	22" x 17.25" (55.9cm x 43.82cm)
872	Maxi-Therm® Lite	25" x 19" (63.5cm x 31.8cm)
873	Maxi-Therm® Lite	12.5" x 18" (31.8cm x 45.7cm)
874	Maxi-Therm® Lite	25" x 33" (63.5cm x 83.8cm)
876	Maxi-Therm® Lite	25" x 64" (63.5cm x 162.6cm)
273	Maxi-Therm®	12" x 18" (30.5cm x 45.7cm)
274	Maxi-Therm®	22" x 30" (55.9cm x 83.8cm)
276	Maxi-Therm®	24" x 60" (61cm x 152.4cm)



A fenti termék orvostechnikai eszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót.

A dokumentumban megadott információk változtatásának jogát fenntartjuk.

Lezárás dátuma: 2019. január