

Cincinnati Sub Zero a GENTHERM Company: egyszerűen alkalmazható zselés, többször használatos betegmelegítő takaró

A Gelli-Roll® zselés melegítő takaró eredményesen használható műtét előtt, közben, illetve után; a beteg melegítésére és az egyenletes normothermia fenntartására. A melegítő takaró belsejében Akton® gél-párnák szolgálnak a beteg hőmérsékletének fenntartására a műtét alatt. Különböző betegmelegítő készülékekkel működtethető: Norm-O-Temp®, Blanketrol® vagy Hemotherm®. A Gelli-Roll® segítséget jelent a szöveti trauma és az idegi károsodások csökkentésében.



Termékjellemzők:

- Teljes hozzáférhetőség a beteghez
- Praktikus – Tartós felület, könnyen javítható
- Többször használatos – egyszerűen tisztítható és fertőtleníthető
- Kényelmesen alakítható – Használható gyermek betegektől egészen a túlsúlyos páciensekig
- Rövid össze-, és szétszerelési idő

Rendelési információk

Cikkszám	Méret
195P	186,7 cm x 54,61 cm • Felnőtt méret
194P	79,38 cm x 60,3 cm • Gyermek méret
193P	50,8 cm x 33,02 cm • Csecsemő méret
<p>A hyper-hypotermiás eszközök használata esetén a Gelli Roll® -hoz egy 286-os cikkszámú összekötő cső külön beszerzése szükséges.</p>	

A fenti termék orvostechnikai eszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumban megadott információk változásának jogát fenntartjuk. Lezárás dátuma: 2019. január

Forgalmazó:
ReplantMed Kft.
 H-1119 Budapest, Nándorfejevári út 35.
 Tel: (36-1) 374-9080 • Fax: (36-1) 269-3274