

PlastiPad®



Többször használatos, hűtő - melegítő takaró

A PlastiPad® egy többször használatos nagy teherbírású és kényelmesen használható hűtő – melegítő takaró. Korlátozottan, de képes ellenállni a szúrásnak ezzel jelentősen meghosszabbítható a takaró élettartama. A nem porózus felszín gyorsan és hatékonyan takarítható és fertőtleníthető, jól eltávolítható a vér és egyéb szennyeződések. Fertőtlenítésre minden nem színes, nem korrozív felületfertőtlenítő szer használható.

A PlastiPad® takarónál az úgynevezett „véletlen flow” eljárást alkalmazzuk mely ideálissá teszi a folyadék eloszlást, gyors és hatásos folyadékáramlást tesz lehetővé, ezáltal segítve a hatásos TTM kezeléseket.

Előnyök:






- Használhatja hűtésre és melegítésre
- Gyors set-up
- Könnyen tisztítható
- 3 méretben elérhető
- Erős urethánból készült

Készülékek:


- [Blanketrol III](#)
- [Blanketrol II](#)
- [Norm-O-Temp](#)
- [Micro-Temp LT](#)

PlastiPad® (Többször használatos Hyper-Hypothermia takaró)

Model No. Méret:

196	 24" x 60" (61cm x 152.4cm)
195N	 20" x 60" (50.8cm x 152.4cm) 286 csatlakozó cső szükséges
194	 22" x 30" (55.9cm x 76.2cm)
193CPC	 12" x 18" (30.5cm x 45.7cm) CPC csatlakozó a Micro-Temp LT készülékhez
193	 12" x 18" (30.5cm x 45.7cm)

Tartozékok

186	 9' (2.7m) Cső hosszabbító csatlakozókkal
-----	--



A fenti termék orvostechnikai eszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót.

A dokumentumban megadott információk változtatásának jogát fenntartjuk.

Lezárás dátuma: 2019. január